

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-Kaiso/Zbtb33 토끼 단클론 항체 - Q86T24

품목 번호: CM0012309



소개

인간 Kaiso/ZBTB33 (ZNF348)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 래트 샘플과 반응합니다. 전사 조절, Wnt 신호 전달 및 후성 유전 기전 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Kaiso/ZBTB33 토끼 단클론 항체
비고/별칭	ZNF348; ZNF-kaiso; Kaiso/ZBTB33
종	인간
유전자 ID (인간)	10009
유전자 ID	10009
면역원	인간 Kaiso/ZBTB33 (Q86T24)의 아미노산 573-672번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 래트
SWISS	Q86T24
단백질 분자량	74KDa
배송	아이스 팩