

Wb, If-P, Elisa용 Anti-Kal1 토끼 다클론 항체 - P23352

품목 번호: CM0019956



소개

인간 Anosmin-1(KAL1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 생쥐 및 랫드와 교차 반응합니다. 후각망을 발달 및 칼만 증후군 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KAL1 토끼 pAb
비고/별칭	HH1; HHA; KAL; KMS; KAL1; ADMLX; WFDC19; KALIG-1
종	인간
유전자 ID(인간)	3730
면역원	합성 펩타이드 인간 KAL1(NP_000207.2)의 아미노산 200~300번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 랫드
SWISS	P23352
단백질 분자량	76kDa
배송	아이스팩