


Wb 및 Elisa용 항칼리크레인-5 (Klk5) 다클론 항체 - Q9Y337

품목 번호: CM0027709



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 고품질 토끼 항KLK5 다클론 항체. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 각질 탈락 연구 및 세린 프로테아제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KLK5 토끼 pAb
비고/별칭	SCTE; KLKL2; KLK-L2; KLK5
종	인간
유전자ID (인간)	25818
유전자ID	25818
면역원	인간 KLK5 (NP_036559.1)의 아미노산 41-177에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y337
단백질 분자량	32kDa
배송 방식	아이스 팩