

Anti-Kank2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q63Zy3

품목 번호: CM0021372



소개

인간 KANK2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 전사 조절, 세포사멸, 액틴 세포골격 구성에 관여하는 단백질을 표적합니다.

자세히 알아보기

파라미터	값
제품명	KANK2 Rabbit pAb
비고/별칭	SIP; MXRA3; PPKWH; NPHS16; ANKRD25; KANK2
종	인간
유전자 ID (인간)	25959
유전자 ID	25959
면역원	인간 KANK2 (NP_001129663.1)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q63ZY3
단백질 분자량	91kDa
배송	아이스백