

Wb 및 Elisa용 항-Kansl3 토끼 다클론 항체 - Q9P2N6

품목 번호: CM0030889

소개

인간 KANSL3를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. KANSL3는 NSL 히스톤 아세틸트랜스퍼라제 복합체의 핵심 구성 요소로, 크로마틴 조절과 미세소관 안정화에 관여합니다. 후성유전학 및 세포 생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KANSL3 토끼 pAb
비고/별칭	NSL3; Rcd1; KIAA1310; KANSL3
종	인간
GeneID (인간)	55683
GeneID	55683
면역원	인간 KANSL3 (NP_001108488.1)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9P2N6
단백질 분자량	96kDa
배송	아이스백