


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Kap1/Trim28 단일클론 항체 - Q13263

품목 번호: CM0002591



소개

WB, IHC-P, ELISA용으로 검증된 Anti-KAP1/TRIM28 토끼 단일클론 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 전사 코리프레서 및 E3 리가제인 TRIM28을 인식하며, 분자량은 약 89 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KAP1/TRIM28 Rabbit mAb
비고/별칭	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
종	인간(Human)
GeneID (인간)	10155
면역원	인간 KAP1/TRIM28 (Q13263)의 아미노산 250-350 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q13263
단백질 분자량	89 kDa
배송	아이스백