


Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa용 Anti-Kap1/Trim28 폴리클론항체 - Q13263

품목 번호: CM0020732



소개

WB, IP, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된
고품질 anti-KAP1/TRIM28 토끼 폴리클론항체입니다.
인간, 마우스 및 쥐의 KAP1/TRIM28을 검출합니다.
염색체 생물학, 전사 조절 및 면역 신호 연구에
이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	KAP1/TRIM28 토끼 pAb
비고/별칭	KAP1; TF1B; RNF96; TIF1B; PPP1R157; TIF1beta; KAP1/TRIM28
종	인간
유전자 ID	10155
면역원	인간 KAP1/TRIM28 (NP_005753.1)의 아미노산 576-835에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q13263
단백질 분자량	89kDa
배송	아이스백