

Wb, Elisa용 항-Karyopherin B3 (Ipo5) 단일클론 항체 - O00410

품목 번호: CM0007438



소개

인간 Karyopherin β 3 (IPO5/Importin-5)에 특이적인 재조합 토끼 단일클론 항체입니다. 마우스 및 랫드와의 교차 반응성을 가지며 WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 핵 수송 및 임포틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Karyopherin β 3 (IPO5) 토끼 mAb
비고/별칭	IMB3; Psel; imp5; KPNB3; RANBP5; Karyopherin β 3 (IPO5)
종	인간
GeneID	3843
면역원	인간 Karyopherin β 3 (IPO5)의 아미노산 20-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_002262.4)
동물종	토끼
분류	단일클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O00410
단백질 분자량	124kDa
배송	아이스팩