

Anti-Kat1/Hat1 Rabbit Monoclonal Antibody (Wb, Ip, Ihc-P, If/Icc, Elisa) - O14929

품목 번호: CM0011236



소개

인간 KAT1/HAT1 (SWISS O14929)에 대한 토끼 단일클론 항체로, 녹아웃 검증을 거쳤으며 WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 적합합니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 후성유전학 및 염색질 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] KAT1/HAT1 Rabbit mAb
비고/별칭	KAT1; KAT1/HAT1
종	인간
유전자 ID	8520
면역원	인간 KAT1/HAT1 (NP_003633.2)의 아미노산 200-400 서열에 해당하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14929
단백질 분자량	50 kDa
배송	아이스백