

Anti-Kat2A (Gcn5) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q92830

품목 번호: CM0020348



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 KAT2A 토끼 다클로날 항체입니다. 후성유전학적 조절, 전사 활성화 및 줄기세포 다능성과 관련된 히스톤 아세틸전이효소인 인간, 마우스 및 랫트 KAT2A (GCN5)를 인식합니다. 크로마틴 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KAT2A Rabbit pAb
비고/별칭	GCN5; hGCN5; GCN5L2; PCAF-b; KAT2A
종	인간(Human)
GeneID (인간)	2648
GeneID	2648
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q92830
단백질 분자량	94kDa
배송	아이스백