

Wb, Ip, Ihc-P, Elisa용 항-Kat2B/Pcaf 토끼 단일클론 항체 - Q92831

품목 번호: CM0003983



소개

CamelBio는 WB, IP, IHC-P, ELISA에서 검증된 항-KAT2B/PCAF 토끼 단일클론 항체를 제공합니다. 전사 활성화 및 세포 주기 조절에 관여하는 히스톤 아세틸트랜스퍼레이스인 인간, 마우스, 래트 KAT2B/PCAF를 검출합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KAT2B/PCAF 토끼 mAb
비고/별칭	CAF; PCAF; P/CAF; KAT2B/PCAF
종	인간
유전자 ID	8850
면역원	인간 KAT2B/PCAF (NP_003875.3)의 아미노산 360-450에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IP, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q92831
단백질 분자량	93 kDa
배송	아이스 팩