


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Kat2B/Pcaf 토끼 다클론 항체 - Q92831

품목 번호: CM0012935



소개

인간 KAT2B/PCAF를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫드의 KAT2B/PCAF를 검출합니다. 후성유전학 및 전사 조절 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KAT2B/PCAF 토끼 pAb
비고/별칭	CAF; PCAF; P/CAF; KAT2B/PCAF
종	인간
GeneID (인간)	8850
GeneID	8850
면역원	인간 KAT2B/PCAF의 아미노산 1-86에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_003875.3)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q92831
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스팩