

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Kat5/Tip60 다클론 항체 - Q92993

품목 번호: CM0021805



소개

인간 KAT5/Tip60에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫드 KAT5를 검출하며 예측 분자량은 59 kDa입니다. 염색질 및 DNA 복구 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KAT5/Tip60 토끼 pAb
비고/별칭	TIP; ESA1; PLIP; TIP60; cPLA2; HTATIP; ZC2HC5; HTATIP1; NEDFASB; KAT5/Tip60
종	인간
유전자 ID	10524
면역원	인간 KAT5/Tip60의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_006379.2).
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q92993
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스팩