

## Anti-Kat6B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8WYb5

품목 번호: CM0019731



### 소개

인간 KAT6B 히스톤 아세틸전이효소에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 전사 및 크로마틴 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수    | 값                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | KAT6B Rabbit pAb                                                      |
| 비고/별칭   | qkf; MORF; MOZ2; GIPTS; MYST4; ZC2HC6B; querkopf; KAT6B               |
| 종       | 인간                                                                    |
| 유전자 ID  | 23522                                                                 |
| 면역원     | 합성 펩타이드: 인간 KAT6B (NP_001243398.1)의 아미노산 400-500 내의 서열에 상응하는 합성 펩타이드. |
| 공급원     | 토끼                                                                    |
| 카테고리    | 폴리클로날 항체                                                              |
| 응용      | WB, ELISA                                                             |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 랫트                                                           |
| SWISS   | Q8WYB5                                                                |
| 단백질 분자량 | 231kDa                                                                |
| 배송      | 아이스백                                                                  |