

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Kat7 Rabbit Polyclonal Antibody - O95251

품목 번호: CM0027797



소개

KAT7 (HBO1/MYST2)에 대한 고품질 토끼 폴리클론항체. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증됨. 인간, 마우스, 래트 KAT7 검출. 재조합 면역원, 71kDa, O95251. 염색질 및 백혈병 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KAT7 Rabbit pAb
비고/별칭	HBO1; HBOA; MYST2; ZC2HC7; KAT7
종	인간
유전자 ID (인간)	11143
유전자 ID	11143
면역원	인간 KAT7 (NP_008998.1)의 아미노산 55-193에 상응하는 재조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O95251
단백질 분자량	71kDa
배송	아이스백