

If/Icc, Ihc-P, Elisa용 항-Kat8/Myst1/Mof 단일클론 항체 - Q9H7Z6

품목 번호: CM0010259



소개

히스톤 아세틸트랜스퍼라제 KAT8/MYST1/MOF (UniProt Q9H7Z6)를 표적으로 하는 고품질 토끼 단일클론 항체입니다. IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA 응용 분야에 적합합니다. 인간과 쥐에서 검출이 가능하며 후성유전적 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KAT8/MYST1/MOF 토끼 mAb
비고/별칭	MOF; hMOF; MYST1; LIGOWS; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
종	인간
유전자 ID (인간)	84148
유전자 ID	84148
면역원	인간 KAT8/MYST1/MOF (Q9H7Z6)의 아미노산 350-458에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9H7Z6
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 팩