

항-Kat8/Myst1/Mof 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9H7Z6

품목 번호: CM0022020



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 KAT8/MYST1/MOF에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. H4K16 아세틸화 및 염색질 구조의 핵심 후생유전학 조절인자인 히스톤 아세틸트랜스퍼라제 KAT8을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KAT8/MYST1/MOF 토끼 pAb
비고/별칭	MOF; hMOF; MYST1; LIGOWS; ZC2HC8; KAT8/MYST1/MOF
종	인간
유전자ID (인간)	84148
유전자ID	84148
면역원	인간 KAT8/MYST1/MOF (NP_892003.2)의 아미노산 1-200에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9H7Z6
단백질 분자량	52kDa
배송 방식	아이스 팩