

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Kat9/Elp3 단클론 항체 - Q9H9T3

품목 번호: CM0003499



소개

인간 KAT9/Elp3 (ELP3)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 인간/마우스/쥐 교차 반응성을 나타냅니다. 엘롱게이터 복합체의 tRNA 아세틸전이효소 소단위체를 표적으로 하며, tRNA 변형 및 신경 생성 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KAT9/Elp3 Rabbit mAb
비고/별칭	KAT9; KAT9/Elp3
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	55140
GeneID	55140
면역원(Immunogen)	인간 KAT9/Elp3 (Q9H9T3)의 아미노산 1-547에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 용합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9H9T3
단백질 분자량	62kDa
배송(Shipping)	아이스백