

Wb, If/Icc, Elisa용 항-Katnb1 토끼 다클론 항체 - Q9Bva0

품목 번호: CM0023752

소개

인간 KATNB1(p80 카타닌)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 미세소관 절단 및 세포 분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 제품명         | KATNB1 토끼 pAb                                               |
| 비고/별칭       | KAT; LIS6; KATNB1                                           |
| 종           | 인간                                                          |
| 유전자 ID (인간) | 10300                                                       |
| 면역원         | 인간 KATNB1 (NP_005877.2)의 아미노산 400-500 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 공급원         | 토끼                                                          |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                      |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                           |
| 교차 반응성      | 생쥐, 쥐                                                       |
| SWISS       | Q9BVA0                                                      |
| 단백질 분자량     | 72kDa                                                       |
| 배송 방식       | 아이스 팩                                                       |