

Wb, Elisa용 항-Kbtbd3 토끼 다클론 항체 - Q8Nab2

품목 번호: CM0013357

소개

인간 KBTBD3에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. BTB/켈흐 도메인 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KBTBD3 토끼 pAb
비고/별칭	BKLHD3; KBTBD3
종	인간
유전자 ID (인간)	143879
유전자 ID	143879
면역원	인간 KBTBD3 (NP_689646.2)의 아미노산 520-612에 해당하는 서열을 포함한 제조합 융합 단백질
원산지	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NAB2
단백질 분자량	70kDa
배송 방식	아이스팩