

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Kbtbd8 다클론 항체 - Q8Nfy9

품목 번호: CM0022229

소개

인간 KBTBD8에 대한 친화도 정제 토끼 다클론 항체(TA-KRP)입니다. WB, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다.

마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. E3 유비퀴틴 리가제 복합체 연구 및 신경능 지정 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KBTBD8 토끼 pAb
비고/별칭	TAKRP; TA-KRP; KBTBD8
종	인간
GeneID (인간)	84541
GeneID	84541
면역원	인간 KBTBD8의 아미노산 50-280에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_115894.2).
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q8Nfy9
단백질 분자량	69kDa
배송	아이스팩