

## Wb, If/Icc, Elisa용 항-Kcna2 다클론 항체 - P16389

품목 번호: CM0026641

### 소개

인간 KCNA2(Kv1.2, 칼륨 전압의존성 채널 서브패밀리 A 구성원 2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차반응합니다. 이온 수송 및 신경과학 연구에 유용합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| 제품명         | KCNA2 토끼 pAb                                                    |
| 비고/별칭       | HK4; MK2; HBK5; NGK1; RBK2; DEE32; HUKIV; KV1.2; EIEE32; KCNA2  |
| 종           | 인간                                                              |
| 유전자 ID (인간) | 3737                                                            |
| 유전자 ID      | 3737                                                            |
| 면역원         | 인간 KCNA2(NP_004965.1)의 아미노산 1-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다. |
| 원천          | 토끼                                                              |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                          |
| 적용 분야       | WB, IF/ICC, ELISA                                               |
| 교차반응성       | 인간, 마우스                                                         |
| SWISS       | P16389                                                          |
| 단백질 분자량     | 57kDa                                                           |
| 배송 방식       | 아이스백                                                            |