

Wb 및 Elisa용 Anti-Kcna4 폴리클론항체 - P22459

품목 번호: CM0024499

소개

인간 KCNA4(Kv1.4) 전압 개폐 칼륨 채널을 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합하며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 이온 채널 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KCNA4 Rabbit pAb
비고/별칭	HK1; HBK4; PCN2; HPCN2; HUKII; KCNA8; KV1.4; KCNA4L; MCIDDS; KCNA4
종	인간
유전자 ID (인간)	3739
유전자 ID	3739
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	P22459
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백