


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Kcnab2 토끼 다클론 항체 - Q13303

품목 번호: CM0023229



소개

인간 KCNAB2(Kv-beta-2)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에서 검증되었으며 마우스와 랫트와 교차반응합니다. 내인성 인간 KCNAB2 단백질(~41 kDa)을 검출합니다. 신경과학 및 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KCNAB2 토끼 pAb
비고/별칭	AKR6A5, KCNA2B, HKvbeta2, KV-BETA-2, HKvbeta2.1, HKvbeta2.2, KCNAB2
종	인간
유전자ID (인간)	8514
면역원	인간 KCNAB2 (NP_003627.1)의 아미노산 1-40에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차반응성	마우스, 랫트
SWISS	Q13303
단백질 분자량	41kDa
배송 방식	아이스 팩