

Wb 및 Elisa용 항-Kcnab3 토끼 다클론 항체 - O43448

품목 번호: CM0015801

소개

인간 전압 의존성 칼륨 채널 서브유닛 베타-3(KCNAB3)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었으며 마우스와 교차 반응성을 가집니다. 신경과학 및 이온 채널 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KCNAB3 토끼 pAb
비고/별칭	AKR6A9; KCNA3B; KCNA3.1B; KV-BETA-3; KCNAB3
종	인간
유전자ID	9196
면역원	인간 KCNAB3(NP_004723.2)의 아미노산 285-404에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O43448
단백질 분자량	44kDa
배송	아이스 팩