


Wb, Elisa용 Anti-Kcnd2 폴리클로날 항체 - Q9NZv8

품목 번호: CM0028268



소개

재조합 단백질 면역원(aa 501-630)을 사용하여 제작된 KCND2 표적 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스 KCND2를 검출합니다. 뉴런의 흥분성과 칼륨 채널 기능 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KCND2 Rabbit pAb
비고/별칭	RK5; KV4.2; KCND2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3751
유전자 ID	3751
면역원(Immunogen)	인간 KCND2 (NP_036413.1)의 아미노산 501-630에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	마우스(Mouse)
SWISS	Q9NZV8
단백질 분자량	71kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)