


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Kcnd3 토끼 다클로날 항체 - Q9Uk17

품목 번호: CM0024809



소개

인간 KCND3 (KV4.3)를 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 랫트 샘플과 반응합니다. 뇌 및 심장의 A형 칼륨 채널 기능 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	KCND3 Rabbit pAb
비고/별칭	KV4.3; SCA19; SCA22; BRGDA9; KCND3L; KCND3S; KSHIVB; KCND3
종	인간
GeneID (인간)	3752
면역원	인간 KCND3 (NP_004971.2)의 아미노산 521-655에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9UK17
단백질 분자량	73kDa
배송	아이스백