


Wb, Elisa용 항-Kcne1 토끼 다클론 항체 - P15382

품목 번호: CM0017934



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA에서 검증된 항-KCNE1 토끼 다클론 항체입니다. 인간 및 마우스 시료에 적합하며, 롱QT 증후군에 관여하는 심장 칼륨 채널 서브유닛을 표적으로 합니다. 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KCNE1 토끼 pAb
비고/별칭	ISK; JLNS; LQT5; Mink; JLNS2; LQT2/5; KCNE1
종	인간
유전자ID	3753 (인간)
면역원	인간 KCNE1 (NP_000210.2)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩티드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P15382
단백질 분자량	15kDa
배송 방식	아이스팩