


Anti-Kcne2 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa 용) - Q9Y6J6

품목 번호: CM0030350



소개

심장 IKr 전류에 관여하는 칼륨 채널 조절 서브유닛인 KCNE2 (MiRP1)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 생쥐 KCNE2를 인식하며, 심혈관 및 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KCNE2 토끼 pAb
비고/별칭	LQT5; LQT6; ATFB4; MIRP1; KCNE2
종	인간
유전자 ID (인간)	9992
유전자 ID	9992
면역원	인간 KCNE2 (NP_751951.1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	Q9Y6J6
단백질 분자량	14kDa
배송 방식	아이스 팩