


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Kcnh2 다클론 항체 - Q12809

품목 번호: CM0027999



소개

인간 KCNH2(HERG, Kv11.1)에 대한 토끼 다클론 항체. 마우스에 대한 교차 반응성을 가진 WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 심장 및 신경 채널 연구에 이상적입니다. SWISS: Q12809.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	KCNH2 토끼 pAb
비고/별칭	ERG1; HERG; LQT2; SQT1; ERG-1; H-ERG; HERG1; Kv11.1; KCNH2
종	인간
유전자 ID (인간)	3757
유전자 ID	3757
면역원	인간 KCNH2 (NP_000229.1)의 아미노산 850-950에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
범주	다클론 항체
응용	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q12809
단백질 무게	127kDa
배송	아이스팩