

Anti-Kcnh6 폴리클론항체, Wb, Elisa용 - Q9H252

품목 번호: CM0021673

소개

인간 KCNH6(Kv11.2)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 전압 개폐성 내향 정류 칼륨 채널입니다. 웨스턴 블롯 및 ELISA 응용에 적합합니다. 이온 수송 및 심장/신경 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KCNH6 Rabbit pAb
비고/별칭	ERG2; ERG-2; HERG2; Kv11.2; hERG-2; KCNH6
종	인간
GeneID	81033
면역원	인간 KCNH6 (NP_110406.1)의 아미노산 70-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	Q9H252
단백질 분자량	110kDa
배송	아이스백