


Wb 및 Elisa용 Anti-Kcnip2 폴리클론항체 - Q9Ns61

품목 번호: CM0026233



소개

인간 KCNIP2(KChIP2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증되었으며 쥐 및 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 심장과 뇌에서 A-형 칼륨 채널 조절 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	KCNIP2 Rabbit pAb
비고/별칭	KCHIP2; KCNIP2
종	인간
GeneID (인간)	30819
GeneID	30819
면역원	인간 KCNIP2 (NP_775284.1)의 아미노산 1-90에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	쥐, 래트
SWISS	Q9NS61
단백질 분자량	31kDa
배송	아이스백