

Wb, Elisa용 Anti-Kcnj12 토끼 다클로날 항체 - Q14500

품목 번호: CM0016534

소개

인간 KCNJ12 (Kir2.2), ATP 감성 내향 정류 칼륨 채널에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA용으로 검증되었으며; 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 정지 막 전위 및 뉴런 흥분성 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KCNJ12 Rabbit pAb
비고/별칭	IRK2; hIRK; IRK-2; hIRK1; KCNJN1; Kir2.2; kcnj12x; hkir2.2x; KCNJ12
종	인간(Human)
GeneID (인간)	3768
GeneID	3768
면역원	재조합 단백질; 인간 KCNJ12 (NP_066292.2)의 아미노산 354-433에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용	WB, ELISA
교차 반응성	마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q14500
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)