

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Kcnj15 폴리클론항체 - Q99712

품목 번호: CM0016681

소개

WB, IHC-P, ELISA 응용에 대해 검증된 고품질 anti-KCNJ15 토끼 폴리클론항체입니다. 사람, 마우스, 래트의 KCNJ15(Kir1.3/Kir4.2) 내향성 정류 칼륨 채널을 인식합니다. 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KCNJ15 Rabbit pAb
비고/별칭	IRKK; KIR1.3; KIR4.2; KCNJ15
종	사람
GeneID (사람)	3772
GeneID	3772
면역원	사람 KCNJ15 (NP_002234.2)의 아미노산 221-375에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q99712
단백질 분자량	43kDa
배송	아이스백