

Anti-Kcnj2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P63252

품목 번호: CM0014251



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 Anti-KCNJ2 토끼 다클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 쥐의 Kir2.1 내향성 정류 칼륨 채널을 인식합니다. 심혈관 및 신경과학 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	KCNJ2 Rabbit Polyclonal Antibody
비고/별칭	IRK1, LQT7, SQT3, ATFB9, HHIRK1, KIR2.1, HHBIRK1, KCNJ2
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	3759
GeneID	3759
면역원(Immunogen)	인간 KCNJ2 (NP_000882.1)의 아미노산 318-427에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	P63252
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스백(Ice bag)