


Anti-Kcnj4 다중클론 항체 (Wb, Ihc-P, Elisa 용) - P48050

품목 번호: CM0016396



소개

WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증된 고품질 Anti-KCNJ4 Rabbit 다중클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트의 KCNJ4 내향성 정류 칼륨 채널(Kir2.3)을 표적합니다. 이온 채널 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Anti-KCNJ4 다중클론 항체
비고/별칭	HIR; HRK1; IRK3; HIRK2; IRK-3; Kir2.3; KCNJ4
종	인간
GeneID (인간)	3761
GeneID	3761
면역원	인간 KCNJ4 (NP_004972.1)의 아미노산 50-150에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	다중클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48050
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백