

Anti-Kcnj5 폴리클론항체 For Wb, Elisa - P48544

품목 번호: CM0029244

소개

인간 KCNJ5(GIRK4)에 대한 토끼 폴리클론항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 표적은 심혈관 및 내분비 기능에 관여하는 G 단백질 활성화 내향 정류 칼륨 채널입니다. 심혈관 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KCNJ5 Rabbit pAb
비고/별칭	CIR; GIRK4; KATP1; LQT13; KIR3.4; KCNJ5
종	인간
유전자 ID (인간)	3762
면역원	인간 KCNJ5 (NP_000881.3)의 아미노산 50-150 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클론항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P48544
단백질 분자량	48kDa
배송	아이스백