

Wb 및 Elisa용 Anti-Kcnj6 토끼 다클로날 항체 - P48051

품목 번호: CM0029276

소개

인간 KCNJ6/GIRK2 내향성 정류 칼륨 채널을 표적으로 하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 인슐린 분비 및 이온 채널 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KCNJ6 Rabbit pAb
비고/별칭	BIR1; GIRK2; KATP2; KCNJ7; KPLBS; GIRK-2; KATP-2; KIR3.2; hiGIRK2; KCNJ6
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	3763
유전자 ID	3763
면역원(Immunogen)	인간 KCNJ6 (NP_002231.1)의 아미노산 1-80에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	P48051
단백질 분자량	48kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)