


Wb 및 Elisa용 Anti-Kcnk6 Rabbit Polyclonal 항체 - Q9Y257

품목 번호: CM0019296



소개

Western blot 및 ELISA 검증을 거친 고품질 토끼 유래 KCNK6 폴리클로날 항체. 인간, 마우스, 래트와 반응. 칼륨 채널 기능 및 NLRP3 인플라마솜 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KCNK6 Rabbit pAb
비고/별칭	TOSS; KCNK8; TWIK2; K2p6.1; TWIK-2; KCNK6
종	인간
유전자 ID (인간)	9424
유전자 ID	9424
면역원	인간 KCNK6 (NP_004814.1)의 아미노산 254-313에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원산지	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9Y257
단백질 분자량	34kDa
배송	아이스백