


Wb 및 Elisa용 Anti-Kcnk9 폴리클로날 항체 - Q9Npc2

품목 번호: CM0016569



소개

웨스턴 블롯팅 및 ELISA용 KCNK9 (TASK-3)에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체; 인간 및 마우스 샘플을 검출하며, 예측 분자량은 42 kDa; 이온 채널 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KCNK9 Rabbit pAb
비고/별칭	KT3.2; TASK3; BIBARS; K2p9.1; TASK-3; TASK32; KCNK9
종	인간
유전자 ID (인간)	51305
면역원	재조합 단백질 인간 KCNK9 (NP_001269463.1)의 아미노산 265-374에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NPC2
단백질 분자량	42kDa
배송	아이스백