

Anti-Kcnn3/Sk3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q9Ugi6

품목 번호: CM0007501

소개

인간 KCNN3/SK3 (KCa2.3)를 타겟으로 하는 고특이성 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합하며 랫트와 교차 반응함. 예상 MW 81 kDa, UniProt Q9UGI6.

[자세히 알아보기](#)

제품명	KCNN3/SK3 Rabbit mAb
비고/별칭	SK3; ZLS3; hSK3; SKCA3; KCa2.3; KCNN3/SK3
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	3782
면역원(Immunogen)	인간 KCNN3/SK3 (NP_002240.3)의 아미노산 631-731에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	랫트(Rat)
SWISS	Q9UGI6
단백질 분자량(Protein Weight)	81 kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)