

Anti-Kcnn4 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - O15554

품목 번호: CM0024693



소개

인간 KCNN4(KCa3.1/IKCa1)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB와 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 면역학, 혈관생물학, 세포 신호 연구에서 칼슘 활성화 칼륨 채널 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KCNN4 토끼 pAb
비고/별칭	IK; IK1; SK4; DHS2; KCA4; hSK4; IKCa1; hKCa4; KCa3.1; hIKCa1; KCNN4
종	인간
GeneID (인간)	3783
GeneID	3783
면역원	재조합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O15554
단백질 분자량	48kDa
배송 방식	아이스백