


## Wb 및 Elisa용 항-Kcnq1 토끼 다클론 항체 - P51787

품목 번호: CM0023338



### 소개

사람, 마우스, 래트에서 WB 및 ELISA로 검증된 KCNQ1 토끼 다클론 항체. 심근세포 흥분성 및 이온 수송에 관여하는 칼륨 채널 서브유닛 Kv7.1을 표적으로 합니다. 심장 및 신경과학 연구에 이상적입니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터        | 값                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | KCNQ1 토끼 pAb                                                                              |
| 비고/별칭       | LQT; RWS; WRS; LQT1; SQT2; ATFB1; ATFB3; JLNS1; KCNA8; KCNA9; Kv1.9; Kv7.1; KVLQT1; KCNQ1 |
| 종           | 사람                                                                                        |
| 유전자 ID (사람) | 3784                                                                                      |
| 유전자 ID      | 3784                                                                                      |
| 면역원         | 사람 KCNQ1 (NP_861463.1)의 아미노산 250-549에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질                            |
| 원산지         | 토끼                                                                                        |
| 카테고리        | 다클론 항체                                                                                    |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                                                 |
| 교차 반응성      | 사람, 마우스, 래트                                                                               |
| SWISS       | P51787                                                                                    |
| 단백질 분자량     | 75kDa                                                                                     |
| 배송 방식       | 아이스팩                                                                                      |