


Anti-Kcnq2 토끼 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - O43526

품목 번호: CM0021846



소개

웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에서 검증된 KCNQ2 토끼 다클론 항체입니다. 사람, 생쥐, 래트와 교차 반응합니다. 신경 흥분성 및 M-전류 연구에 사용되는 제품입니다. O43526.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KCNQ2 토끼 pAb
비고/별칭	EBN, BFNC, DEE7, EBN1, ENB1, HNSPC, KV7.2, KCNA11, KCNQ2
종	사람
GeneID (사람)	3785
GeneID	3785
면역원	사람 KCNQ2(NP_742105.1)의 아미노산 466-665 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 래트
SWISS	O43526
단백질 분자량	96kDa
배송 방식	아이스 팩