

Anti-Kcns2 (Kv9.2) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If-P, Elisa - Q9Uls6

품목 번호: CM0014332

소개

지연 정류 칼륨 채널 조절 서브유닛인 KCNS2 (KV9.2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체. WB, IF-P, ELISA에 대해 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 교차 반응. 이온 채널 및 신경과학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	KCNS2 Rabbit pAb
비고/별칭	KV9.2; KCNS2
종	인간
유전자 ID (인간)	3788
유전자 ID	3788
면역원	인간 KCNS2 (NP_065748.1)의 아미노산 1-187에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	다클론 항체
응용 분야	WB, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9ULS6
단백질 무게	54kDa
배송	아이스백