

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Kcns3 토끼 다클론 항체 - Q9Bq31

품목 번호: CM0027487

소개

KCNS3(Kv9.3)를 표적으로 하는 연구용 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫드와 교차 반응합니다. 이온 채널 조절 연구에 사용하세요.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KCNS3 토끼 pAb
비고/별칭	KV9.3; KCNS3
종	사람
유전자ID (사람)	3790
유전자ID	3790
면역원	사람 KCNS3(NP_002243.3)의 아미노산 1-180에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q9BQ31
단백질 분자량	56kDa
배송	아이스백