


Wb 및 Elisa용 항-Kctd15 다클론 항체 - Q96Si1

품목 번호: CM0026591



소개

인간 KCTD15에 대한 토끼 다클론 항체. 재조합 융합 단백질 면역원; WB 및 ELISA에서 검증 완료되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 약 32 kDa 밴드를 검출합니다. 신경능선 형성 및 전사 조절 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KCTD15 토끼 pAb
비고/별칭	KCTD15
종	인간
유전자 ID (인간)	79047
유전자 ID	79047
면역원	인간 KCTD15 (NP_076981.2)의 아미노산 1-234에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q96Si1
단백질 분자량	32kDa
배송	아이스백