

## Wb, Elisa용 항-Kctd9 단클론 항체 - Q7L273

품목 번호: CM0003595



### 소개

BTB/POZ 도메인 함유 E3 유비퀴틴 리가아제 어댑터인 인간 KCTD9(BTBD27)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체입니다. 인간 샘플에서 WB 및 ELISA로 유효성이 검증되었습니다. 단백질 분해 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터        | 값                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| 제품명         | KCTD9 토끼 mAb                                               |
| 비고/별칭       | BTBD27; KCTD9                                              |
| 종           | 인간                                                         |
| 유전자 ID (인간) | 54793                                                      |
| 유전자 ID      | 54793                                                      |
| 면역원         | 합성 펩타이드   인간 KCTD9(Q7L273)의 아미노산 1-100번 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드 |
| 유래          | 토끼                                                         |
| 카테고리        | 단클론 항체                                                     |
| 적용 분야       | WB, ELISA                                                  |
| 교차 반응성      | 인간                                                         |
| SWISS       | Q7L273                                                     |
| 단백질 분자량     | 43 kDa                                                     |
| 배송          | 아이스 팩                                                      |