


Anti-Kdm1 (Lsd1) Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P - O60341

품목 번호: CM0024250



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 인간 KDM1 (LSD1)에 대한 토끼 다클로날 항체입니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 크로마틴 및 후성유전학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	KDM1 Rabbit pAb
비고/별칭	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	23028
면역원	인간 KDM1 (NP_055828.2)의 아미노산 130-380에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O60341
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스팩