


Wb, Ip, Elisa용 항-Kdm1 토끼 다클론 항체 - O60341

품목 번호: CM0015589



소개

CamelBio는 WB, IP, ELISA에 적합한 고품질 항-KDM1 토끼 다클론 항체(O60341)를 제공하며, 인간, 마우스, 래트에 광범위한 반응성을 보입니다. 후성유전학 조절, 암 및 발생생물학 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	KDM1 Rabbit pAb
비고/별칭	AOF2; CPRF; KDM1; LSD1; BHC110
종	인간
유전자 ID (인간)	23028
유전자 ID	23028
면역원	인간 KDM1 (NP_055828.2)의 아미노산 365-515에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60341
단백질 분자량	93kDa
배송	아이스 팩